

EIP 2

Con la bomba de lavado EIP 2 –
visión óptima del tejido a tratar



Más seguridad en las intervenciones endoscópicas –

Visión clara para diagnóstico y tratamiento

Con la bomba de lavado EIP 2, el tejido a tratar queda limpio de heces, restos de alimentos, coágulos y sangre. La bomba EIP 2 se puede activar para el lavado durante el diagnóstico y el tratamiento, haciendo innecesario el uso de un catéter de lavado adicional.



Buena visibilidad del tejido objetivo después de lavar la pared del órgano, aplicación mejorada de la cirugía de AF

Ventajas del lavado

En los tejidos lavados y humedecidos, los efectos de adherencia son menores durante el corte y la coagulación con cirugía de AF. Gracias al lavado, también se pueden visualizar mejor los focos de hemorragia y realizar la coagulación de los mismos de forma selectiva y eficaz.

La bomba Erbe EIP 2 se puede activar con el interruptor de pedal o directamente desde el aparato. Con las teclas de selección rápida del panel de visualización, el usuario puede escoger entre tres potencias de lavado (valores prefijados de 30 %, 50 % y 80 %). Estas potencias se pueden después modificar y guardar individualmente.

Mediante un adaptador de lavado, el juego de tubos flexibles se puede conectar directamente al canal de instrumentación del endoscopio. De esta forma se puede realizar el lavado con el instrumento insertado, sin necesidad de cambio de instrumento.



Datos técnicos

EIP 2

N° 10325-000	Tipo de bomba	Bomba peristáltica de rodillos
	Modo de funcionamiento	Continuo

Funcionamiento de la bomba

Activación	Mediante interruptor de pedal y mediante la interfaz de usuario en el aparato
Flujo	Ajuste variable a través de la interfaz de usuario de la EIP 2. 3 teclas de selección rápida (preajustadas al 30 %, 50 % y 80 %)
Flujo máximo con el juego de tubos flexibles	500 ml/min que se indica como el 100 %

Conexión eléctrica

Tensión de red	220–240 V~
Frecuencia de red	50 Hz

Clasificación

Clase de protección	Clasificación según EN IEC 60601-1: Clase I, Tipo CF
Clasificación de productos sanitarios	Clasificación según la Directiva CE 93/42/CEE: IIa

Accesorios

Interruptor de un pedal	20325-000
Juego de tubos flexibles para pinzas de irrigación	20325-020
Juego de tubos para endoscopio flexible con conexión Luer-Lock	20325-001
Adaptador de irrigación para Olympus, Fujifilm G5, STORZ	20325-003
Adaptador de irrigación para Fujifilm	20325-004
Adaptador de irrigación para PENTAX	20325-005



Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com