


## Ważne wskazówki

Firma Erbe Elektromedizin GmbH z największą starannością opracowuje katalogi swoich produktów. Pomimo to nie można do końca wykluczyć, że mogą one zawierać błędy.

Informacje i zalecenia zawarte w katalogu nie stanowią podstaw do roszczeń względem Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych, ogranicza się ona do przypadków winy umyślnej oraz rażącego zaniedbania.

Dane dotyczące stosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych. Na podstawie badań oraz doświadczeń klinicznych, produkty są ciągle udoskonalane w zakresie technicznym i wzorniczym. Ze względu na tolerancje produkcyjne, wymiary podane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

## Pozostałe informacje dotyczące produktu



Przed użyciem jakiegokolwiek instrumentu należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

# Elektrochirurgia

---

## Pincety bipolarne

---

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 04 | Pincety bipolarne do jednorazowego użycia   | 16 | Pincety bipolarne CLASSIC, proste i zagięte         |
| 06 | Pincety bipolarne PREMIUM, proste i zagięte | 23 | Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe  |
| 10 | Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe        | 29 | Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami |
|    |   | 31 | Pincety bipolarne z kanałem irygacyjnym             |

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne do jednorazowego użycia

Pinceta bipolarna, jednorazowy, McPherson, końcówki 0,5 mm, długość 102 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-615**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, prosta, końcówki 0,5 mm, długość 105 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-605**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, prosta, końcówki 1 mm, długość 150 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-602**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, prosta, końcówki 1 mm, długość 190 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-600**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, prosta, końcówki 2 mm, długość 190 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-601**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, prosta, końcówki 2 mm, długość 225 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-608**

= 25

0.55 kVp

D157419



STERILE EO

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne do jednorazowego użycia

Pinceta bipolarna, jednorazowy, McPherson, zagięta, końcówki 0,5 mm, długość 102 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-616**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, zagięta, końcówki 1 mm, długość 150 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-612**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, zagięta, końcówki 1 mm, długość 190 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-610**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, zagięta, końcówki 2 mm, długość 190 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-611**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, bagnetowa, końcówki 1 mm, długość 150 mm

z przewodem podłączeniowym 5 m, wtyczka 2-Pin 28 mm



**No. 20195-621**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

Pinceta bipolarna, jednorazowy, bagnetowa, końcówki 1 mm, długość 190 mm

np. do urologii



**No. 20195-620**

= 25

0.55 kVp

D157419

STERILE EO

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne PREMIUM, prosta

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta



| No.       |            |
|-----------|------------|
| = 1       | 0,5 kVp    |
|           | max 93 °C  |
| 30195-120 | max 134 °C |

100 %

| Rodzaj końcówek                      | Długość  | Długość końcówek                     | Kształt pincety  | Nr kat.   |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| Końcówki 0,2 mm, ostre<br>           | 120 mm<br>185 mm<br>200 mm                     | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm                 | prosta<br>prosta<br>prosta                                       | 20195-501<br>20195-505<br>20195-510                           |
| Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie<br>   | 120 mm<br>185 mm<br>200 mm                     | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm                 | prosta<br>prosta<br>prosta                                       | 20195-502<br>20195-506<br>20195-511                           |
| Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne<br> | 120 mm<br>120 mm<br>185 mm                     | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm                 | prosta<br>zagięta, 45°<br>prosta                                 | 20195-503<br>20195-504<br>20195-507                           |
| Końcówki 1 mm, tępe<br>              | 185 mm<br>185 mm<br>200 mm<br>200 mm<br>260 mm | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm | prosta<br>zagięta, 30°<br>prosta<br>zagięta, 30°<br>zagięta, 30° | 20195-508<br>20195-509<br>20195-512<br>20195-513<br>20195-516 |
| Końcówki 2 mm, tępe<br>              | 200 mm<br>230 mm<br>260 mm<br>280 mm           | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm         | zagięta, 30°<br>prosta<br>zagięta, 30°<br>prosta                 | 20195-514<br>20195-515<br>20195-517<br>20195-518              |

| Bipolarne kable przyłączeniowe     | Długość    | Sztuk | Nr kat.                |
|------------------------------------|------------|-------|------------------------|
| Standard<br>                       | 4 m<br>5 m | 1     | 20196-045<br>20196-057 |
| International<br>(2-Pin 22 mm)<br> | 4 m<br>5 m | 1     | 20196-053<br>20196-061 |
| Martin Standard<br>                | 4 m<br>5 m | 1     | 20196-047<br>20196-059 |
| Valleylab<br>(2-Pin 28 mm)<br>     | 4 m        | 1     | 20196-055              |

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne PREMIUM, prosta

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 120 mm



**No. 20195-501**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 120 mm



**No. 20195-502**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 120 mm



**No. 20195-503**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 120 mm



**No. 20195-504**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 185 mm



**No. 20195-505**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 185 mm



**No. 20195-506**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne PREMIUM, prosta

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 185 mm



**No. 20195-507**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 185 mm



**No. 20195-508**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 1 mm, tępe, długość 185 mm



**No. 20195-509**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 200 mm



**No. 20195-510**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 200 mm



**No. 20195-511**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 200 mm



**No. 20195-512**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C



# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne PREMIUM, prosta

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 1 mm, tępe, długość 200 mm



**No. 20195-513**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 2 mm, tępe, długość 200 mm



**No. 20195-514**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 230 mm



**No. 20195-515**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 1 mm, tępe, długość 260 mm



**No. 20195-516**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, zagięta, końcówki 2 mm, tępe, długość 260 mm



**No. 20195-517**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 280 mm

np. do urologii



**No. 20195-518**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa



No.



= 1







0,5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

| Rodzaj końcówek   | Długość  | Długość końcówek   | Kształt pincety  | Nr kat.  |
|---|--|--|--|--|
| ● Końcówki 0,2 mm, ostre<br>           | 155 mm<br>170 mm<br>200 mm<br>230 mm<br>250 mm                               | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm                         | bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe  | 20195-531<br>20195-534<br>20195-560<br>20195-543<br>20195-551  |
| ● Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie<br>   | 155 mm<br>200 mm<br>230 mm<br>250 mm   | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm                                 | bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe   | 20195-532<br>20195-536<br>20195-544<br>20195-552   |
| ● Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne<br> | 155 mm<br>170 mm<br>200 mm<br>230 mm<br>230 mm<br>230 mm<br>250 mm<br>250 mm | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm | bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe<br>zagięta do góry, 135°<br>zagięta w dół, 135°<br>bagnetowe<br>zagięta do góry, 135° | 20195-533<br>20195-557<br>20195-537<br>20195-545<br>20195-548<br>20195-550<br>20195-553<br>20195-556 |
| ● Końcówki 1 mm, tępe<br>            | 170 mm<br>200 mm<br>230 mm<br>250 mm   | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm                                 | bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe   | 20195-535<br>20195-538<br>20195-546<br>20195-554   |
| ● Końcówki 1,2 mm, tępe<br>          | 200 mm<br>200 mm<br>200 mm<br>230 mm<br>230 mm<br>250 mm                     | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm                 | bagnetowe<br>zagięta w dół, 135°<br>zagięta do góry, 135°<br>bagnetowe<br>zagięta do góry, 135°<br>bagnetowe                           | 20195-539<br>20195-541<br>20195-542<br>20195-547<br>20195-549<br>20195-555                           |
| ● Końcówki 2 mm, tępe<br>            | 170 mm<br>200 mm<br>230 mm<br>250 mm   | 8 mm<br>8 mm<br>8 mm<br>8 mm                                 | bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe<br>bagnetowe   | 20195-559<br>20195-540<br>20195-561<br>20195-558   |

| Bipolarne kable przyłączeniowe  | Długość    | Sztuk | Nr kat.                |
|---|------------|-------|------------------------|
| Standard<br>                       | 4 m<br>5 m | 1     | 20196-045<br>20196-057 |
| International<br>(2-Pin 22 mm)<br> | 4 m<br>5 m | 1     | 20196-053<br>20196-061 |
| Martin Standard<br>                | 4 m<br>5 m | 1     | 20196-047<br>20196-059 |
| Valleylab<br>(2-Pin 28 mm)<br>     | 4 m        | 1     | 20196-055              |

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 165 mm



**No. 20195-531**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 155 mm



**No. 20195-532**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 155 mm



**No. 20195-533**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 170 mm



**No. 20195-534**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 170 mm



**No. 20195-557**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 170 mm



**No. 20195-535**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 170 mm



**No. 20195-559**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 200 mm



**No. 20195-560**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 200 mm



**No. 20195-536**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 200 mm



**No. 20195-537**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 200 mm



**No. 20195-538**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm



**No. 20195-539**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 200 mm



**No. 20195-540**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm

zagięta w dół



**No. 20195-541**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm

zagięta do góry



**No. 20195-542**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 230 mm



**No. 20195-543**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 230 mm



**No. 20195-544**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm



**No. 20195-545**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 230 mm



**No. 20195-546**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm



**No. 20195-547**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 230 mm



**No. 20195-561**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm

zagięta do góry



**No. 20195-548**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm

zagięta do góry



**No. 20195-549**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm

zagięta w dół



**No. 20195-550**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, ostre, długość 250 mm



**No. 20195-551**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-120

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne PREMIUM, bagnetowe

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 250 mm



**No. 20195-552**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 250 mm



**No. 20195-553**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 250 mm



**No. 20195-554**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm



**No. 20195-555**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 250 mm

zagięta do góry



**No. 20195-556**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 2 mm, tępe, długość 250 mm



**No. 20195-558**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-120

max 134 °C

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne CLASSIC, proste

#### Pincety bipolarne CLASSIC, proste



No.



= 1

0,5 kVp






max 93 °C



30195-011

max 134 °C

100 %

| Rodzaj końcówek  | Długość | Długość końcówek | Kształt pincety     | Zamknięcie | Nr kat.   |
|--|---------|------------------|---------------------|------------|-----------|
| Końcówki 0,2 mm, ostre<br>            | 105 mm  | 6 mm             | prosta              | punktowe   | 20195-019 |
|  | 105 mm  | 5 mm             | krótko zagięta, 45° | punktowe   | 20195-022 |
|  | 105 mm  | 6 mm             | zagięta, 45°        | punktowe   | 20195-023 |
|  | 165 mm  | 6 mm             | prosta              | punktowe   | 20195-011 |
|  | 165 mm  | 6 mm             | zagięta, 30°        | punktowe   | 20195-013 |
|  | 190 mm  | 6 mm             | prosta              | punktowe   | 20195-037 |
| Końcówki 0,3 – 0,4 mm, cienkie<br>    | 165 mm  | 6 mm             | zagięta, 30°        | punktowe   | 20195-036 |
| Końcówki 0,5 – 0,7 mm, delikatne<br> | 105 mm  | 6 mm             | prosta              | punktowe   | 20195-020 |
|  | 105 mm  | 6 mm             | zagięta, 45°        | punktowe   | 20195-021 |
|  | 150 mm  | 8 mm             | prosta              | punktowe   | 20195-005 |
|  | 165 mm  | 5 mm             | krótko zagięta, 45° | punktowe   | 20195-066 |
|  | 190 mm  | 5 mm             | krótko zagięta, 45° | punktowe   | 20195-065 |
| Końcówki 1 mm, tępe<br>             | 145 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-038 |
|  | 165 mm  | 6 mm             | prosta              | punktowe   | 20195-010 |
|  | 165 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-039 |
|  | 165 mm  | 6 mm             | zagięta, 30°        | punktowe   | 20195-014 |
|  | 165 mm  | 6 mm             | zagięta, 30°        | punktowe   | 20195-493 |
|  | 190 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-040 |
|  | 190 mm  | 8 mm             | prosta              | równoległe | 20195-000 |
|  | 190 mm  | 8 mm             | zagięta, 30°        | równoległe | 20195-001 |
|  | 190 mm  | 6 mm             | zagięta, 30°        | równoległe | 20195-490 |
|  | 225 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-041 |
| Końcówki 2 mm, tępe<br>             | 145 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-027 |
|  | 165 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-028 |
|  | 190 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-029 |
|  | 190 mm  | 6 mm             | zagięta, 30°        | punktowe   | 20195-007 |
|  | 190 mm  | 6 mm             | zagięta, 30°        | punktowe   | 20195-492 |
|  | 225 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-030 |
|  | 260 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-110 |
|  | 300 mm  | 10 mm            | prosta              | punktowe   | 20195-109 |

| Bipolarne kable przyłączeniowe | Długość | Sztuk | Nr kat.                |
|--------------------------------|---------|-------|------------------------|
| Standard                       | 4 m     | 1     | 20196-045<br>20196-057 |
|                                | 5 m     |       |                        |
| International<br>(2-Pin 22 mm) | 4 m     | 1     | 20196-053<br>20196-061 |
|                                | 5 m     |       |                        |
| Martin Standard                | 4 m     | 1     | 20196-047<br>20196-059 |
|                                | 5 m     |       |                        |
| Valleylab<br>(2-Pin 28 mm)     | 4 m     | 1     | 20196-055              |



# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, proste

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 105 mm



**No. 20195-019**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 105 mm



**No. 20195-020**

= 1


0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki ostre, długość 105 mm



**No. 20195-022**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki ostre, długość 105 mm



**No. 20195-023**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 105 mm



**No. 20195-021**

= 1

0.3 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 145 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-038**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011


max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, proste

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 145 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-027**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 150 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-005**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 165 mm



**No. 20195-011**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 165 mm



**No. 20195-010**



0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 165 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-039**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 165 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-028**



0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, proste

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki ostre, długość 165 mm



**No. 20195-013**

= 1


0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 165 mm



**No. 20195-036**

= 1


0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 165 mm



**No. 20195-066**

= 1


0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm



**No. 20195-014**

= 1

0.5 kVp


max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-493**

= 1


0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 190 mm



**No. 20195-037**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, proste

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-040**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 195 mm



**No. 20195-000**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-029**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 190 mm



**No. 20195-065**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm



**No. 20195-001**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-490**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, proste

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm



**No. 20195-007**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-492**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 225 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-041**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 225 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-030**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, krótko zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 225 mm



**No. 20195-064**

= 1

0.5 kVp

max 93 °C

30195-011

max 134 °C

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne CLASSIC, proste

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 260 mm



**No. 20195-110**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 300 mm



**No. 20195-109**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

#### Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe



No.



= 1

0,5 kVp







max 93 °C



30195-011

max 134 °C

100 %


| Rodzaj końcówek   | Długość | Długość końcówek | Kształt pincety                   | Zamknięcie | Nr kat.   |
|---|---------|------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Końcówki 0,2 mm, ostre<br>       | 165 mm  | 6 mm             | zakrzywiona, 160°                 | punktowe   | 20195-016 |
|   | 165 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-017 |
|   | 190 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-008 |
| Końcówki 0,3-0,4 mm, cienkie<br> | 165 mm  | 6 mm             | zakrzywiona, 160°                 | punktowe   | 20195-015 |
|   | 165 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-033 |
|   | 230 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-044 |
|   | 250 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-042 |
| Końcówki 0,7 mm, delikatne<br> | 105 mm  | 6 mm             | zakrzywiona, 170°                 | punktowe   | 20195-035 |
|   | 190 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w dół, 45°  | punktowe   | 20195-164 |
|   | 190 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w górę, 45° | punktowe   | 20195-006 |
|   | 230 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-045 |
|   | 250 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-043 |
| Końcówki 1 mm, tępe<br>        | 165 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-018 |
|   | 165 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-494 |
|   | 190 mm  | 8 mm             | bagnetowa                         | równoległe | 20195-002 |
|   | 190 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-491 |
| Końcówki 1,2 mm, tępe<br>      | 190 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w dół, 45°  | punktowe   | 20195-009 |
|   | 190 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w górę, 45° | punktowe   | 20195-026 |
|   | 230 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-031 |
|   | 230 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w górę, 45° | punktowe   | 20195-063 |
|   | 230 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w dół, 45°  | punktowe   | 20195-167 |
|   | 250 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w dół, 45°  | punktowe   | 20195-168 |
|   | 250 mm  | 5 mm             | bagn., krótko zagięta w górę, 45° | punktowe   | 20195-169 |
|   | 250 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-032 |
| Końcówki 2 mm, tępe<br>        | 190 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-034 |
|   | 190 mm  | 6 mm             | bagnetowa                         | punktowe   | 20195-495 |

| Bipolarne kable przyłączeniowe | Długość | Sztuk | Nr kat.   |
|--------------------------------|---------|-------|-----------|
| Standard                       | 4 m     | 1     | 20196-045 |
|                                | 5 m     |       | 20196-057 |
| International<br>(2-Pin 22 mm) | 4 m     | 1     | 20196-053 |
|                                | 5 m     |       | 20196-061 |
| Martin Standard                | 4 m     | 1     | 20196-047 |
|                                | 5 m     |       | 20196-059 |
| Valleylab<br>(2-Pin 28 mm)     | 4 m     | 1     | 20196-055 |

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

Pinceta bipolarna Classic, zakrzywiona, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 105 mm



**No. 20195-035**



0.3 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zakrzywiona, końcówki ostre, długość 165 mm



**No. 20195-016**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zakrzywiona, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 165 mm



**No. 20195-015**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki ostre, długość 165 mm



**No. 20195-017**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 165 mm



**No. 20195-033**



0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm



**No. 20195-018**



0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C




# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-494**



= 1

0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki ostre, długość 190 mm



**No. 20195-008**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm



**No. 20195-002**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-491**



= 1

0.5 kVp


max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm



**No. 20195-034**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C




30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 2,0 mm, tępe, długość 190 mm

bez trzpienia prowadzącego



**No. 20195-495**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 190 mm



**No. 20195-009**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 190 mm



**No. 20195-164**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 190 mm



**No. 20195-026**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 190 mm



**No. 20195-006**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,3 mm, cienkie, długość 230 mm



**No. 20195-044**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 230 mm



**No. 20195-045**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm



**No. 20195-031**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm



**No. 20195-167**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 230 mm



**No. 20195-063**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,3 mm, cienkie, długość 250 mm



**No. 20195-042**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC, zakrzywione i bagnetowe

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 250 mm



**No. 20195-043**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm



**No. 20195-032**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w dół, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm



**No. 20195-168**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, krótko zagięta w górę, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm



**No. 20195-169**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011


max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami

Pinceta bipolarna Classic, zagięta wg Meusera, końcówki 2,0 mm, tępą, długość 190 mm

według Meusera



**No. 20195-101**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1,1 mm, tępą, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-098**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępą, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-057**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,2 mm, tępą, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-058**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, bagietkowa, końcówki 2,2 mm, tępą, długość 190 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-059**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 2,2 mm, tępą, długość 240 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-107**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

## Pincety bipolarne

### Pincety bipolarne CLASSIC z radełkowanymi okładkami

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 250 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-498**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 300 mm

bez trzpienia przewodzącego



**No. 20195-499**



= 1

0.5 kVp

max 93 °C



30195-011

max 134 °C

# Pincety bipolarne

## Pincety bipolarne z kanałem irygacyjnym

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, prosta, końcówki 1,5 mm, tępe, długość 200 mm



| No. 20195-150 |            |
|---------------|------------|
| = 1           | 0.5 kVp    |
|               | max 95 °C  |
| 30195-098     | max 138 °C |

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 200 mm



| No. 20195-151 |            |
|---------------|------------|
| = 1           | 0.5 kVp    |
|               | max 95 °C  |
| 30195-098     | max 138 °C |

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 200 mm



| No. 20195-152 |            |
|---------------|------------|
| = 1           | 0.5 kVp    |
|               | max 95 °C  |
| 30195-098     | max 138 °C |

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 0,5 mm, cienkie, długość 230 mm



| No. 20195-153 |            |
|---------------|------------|
| = 1           | 0.5 kVp    |
|               | max 95 °C  |
| 30195-098     | max 138 °C |

Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 230 mm



| No. 20195-154 |            |
|---------------|------------|
| = 1           | 0.5 kVp    |
|               | max 95 °C  |
| 30195-098     | max 138 °C |

tubing set EIP 2 for irrigation forceps, without connecting cable, length 2.8 m



replaces 20325-020

| No. 20325-011 |            |
|---------------|------------|
| = 10          |            |
|               |            |
| D148285       | STERILE EO |

#### Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Polska Sp. z o. o.  
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8  
02-972 Warszawa  
Polska

Tel +48 22 642-25-26  
sales@erbe.pl  
erbe-polska.com  
medical-videos.com