

No: 20340-004

## Silikonschlauch



### Abmessungen und Gewicht

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 600 mm |
|-------|--------|

### Reinigung und Aufbereitung

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Maschinelle Reinigung | max 95 °C |
|-----------------------|-----------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Sterilisation im Autoklaven | max 134 °C |
|-----------------------------|------------|

### Normen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | Ila |
|--------------------------------|-----|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Schutzklasse nach EN 60 601-1 |  |
|-------------------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Typ nach EN 60 601-1 |  |
|----------------------|--|

### Weitere Produkthinweise

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|