

No: 21191-106

## Spatelektrode, biegsam

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen



### Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	45 mm
Maße	2 x 18 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	biegsam
Farbe	schwarz

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	5 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp