

No: 21191-328

Kugelelektrode



Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 4 mm
Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	110 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Farbe	blau

Reinigung und Aufbereitung

Steril verpackt	EO
Einmalprodukt	ja

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	10 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp