


No: 20416-032

Flexible Kryosonde



- Hohe Gefrierleistung
- Waschmaschinenfest
- Einsetzbar in flexibler und starrer Technik
- Wiederverwendbar
- Kostensparend

Abmessungen und Gewicht	
Maße	ø 2,4 mm
Länge	900 mm
Spitze	ø 2,4 mm
Basisfeatures	
Flexibilität	flexibel
Reinigung und Aufbereitung	
Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C
Normen	
Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	
Weitere Produkthinweise	
Verpackungseinheit	1 Stück