

No: 20193-008

Neutralelektrode aus leitfähigem Silikon, ungeteilt



Abmessungen und Gewicht

Kontaktfläche	500 cm ²
Kabellänge	mit Anschlusskabel 40 cm
Maße	295 x 172 mm mm

Basisfeatures

Anschluss	EKG-Anschluss ø 4 mm
-----------	----------------------

Reinigung und Aufbereitung

Manuelle Reinigung	Wisch- oder Sprühdesinfektion
--------------------	-------------------------------

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------