


No: 20325-001

## Schlauchsatz EIP 2 für flexible Endoskopie



### Abmessungen und Gewicht

Länge	2.5 Meter
-------	-----------

### Reinigung und Aufbereitung

Steril verpackt	E0
-----------------	----

Einmalprodukt	ja
---------------	----

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	Ila
--------------------------------	-----

Schutzklasse nach EN 60 601-1	
-------------------------------	--

Typ nach EN 60 601-1	
----------------------	--

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	5 Stück
--------------------	---------