

No: 20191-335



Electrodo de coagulación

Medidas y peso

| | |
|---------------------|--------|
| Diámetro de vástago | 2 mm |
| Longitud | 110 mm |

Características principales

| | |
|-------|-----------------------|
| Forma | Punta angulada en 90° |
|-------|-----------------------|

Limpieza y preparación

| | |
|-----------------------------|------------|
| Limpieza automática | max 95 °C |
| Esterilización en autoclave | max 134 °C |
| Producto desechable | si |

Normas

| | |
|--|-----|
| Clasificación según normativa CE 93/42 EWG | IIb |
| Clase de protección según NE 60 601-1 | |
| Modelo según NE 60 601-1 | |

Otras informaciones sobre el producto

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Capacidad máxima de carga eléctrica | 4 kVp |
| Unidad de embalaje | 5 pieza |