

No: 20191-335



Electrodo de coagulación

Medidas y peso

Diámetro de vástago	2 mm
Longitud	110 mm

Características principales

Forma	Punta angulada en 90°
-------	-----------------------

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 134 °C
Producto desechable	si

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	4 kVp
Unidad de embalaje	5 pieza