

No: 20420-010

Punta de criosonda



Medidas y peso

Dimensiones	ø 3 mm
-------------	--------

Limpieza y preparación

Esterilización en autoclave	max 134 °C
-----------------------------	------------

Limpieza automática	max 95 °C
---------------------	-----------

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	Ila
--	-----

Clase de protección según NE 60 601-1	
---------------------------------------	--

Modelo según NE 60 601-1	
--------------------------	--

Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
--------------------	---------