

No: 20195-154

Pinza bipolar de irrigación, bayoneta



Medidas y peso

Aguja	Punta 1 mm, roma
Longitud	230 mm
Longitud de superficies	7 mm

Características principales

Forma	bayoneta
-------	----------

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	0.5 kVp
Unidad de embalaje	1 pieza