

No: 20195-015

Pinza bipolar Classic, acodada



Medidas y peso

Aguja	Punta 0,4 mm, muy fina
Longitud	165 mm
Longitud de superficies	6 mm

Características principales

Forma	acodado
-------	---------

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	0.5 kVp
Unidad de embalaje	1 pieza