

No: 20195-015

## Pinza bipolar Classic, acodada



### Medidas y peso

Aguja	Punta 0,4 mm, muy fina
Longitud	165 mm
Longitud de superficies	6 mm

### Características principales

Forma	acodado
-------	---------

### Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

### Normas

Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1 I	
Modelo según NE 60 601-1	

### Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	0.5 kVp
Unidad de embalaje	1 pieza