

No: 21191-041



Electrodo de asa de alambre de tungsteno

- Formas y tamaños a decuados para cualquier aplicación y cualquier usuario
- Se utilizan en todas las especialidades de cirugía abierta
- La gama completa con vástagos tanto de 4 como de 2,4 mm

Medidas y peso

Dimensiones	ø 10 mm
Diámetro de vástago	4 mm
Longitud	105 mm

Características principales

Forma	recto
Compatibilidad	VIO, ICC, ACC
Flexibilidad	rigido
Color	negro

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	IIB
Clase de protección según NE 60 601-1 I	
Modelo segon NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
Capacidad máxima de carga eléctrica	4.3 kVp