

No: 21191-165



## Electrodo de bola

- Formas y tamaños adecuados para cualquier aplicación y cualquier usuario
- Se utilizan en todas las especialidades de cirugía abierta
- La gama completa con vástagos tanto de 4 como de 2,4 mm

### Medidas y peso

Dimensiones	ø 3 mm
Diámetro de vástago	2.4 mm
Longitud	110 mm

### Características principales

Forma	recto
Compatibilidad	VIO, ICC, ACC
Flexibilidad	rigido
Color	negro

### Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

### Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

### Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
Capacidad máxima de carga eléctrica	4.3 kVp