

No: 21191-154

## Electrodo de espátula

- Formas y tamaños adecuados para cualquier aplicación y cualquier usuario
- Se utilizan en todas las especialidades de cirugía abierta
- La gama completa con vástagos tanto de 4 como de 2,4 mm



### Medidas y peso

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Diámetro de vástago | 2.4 mm      |
| Longitud            | 115 mm      |
| Dimensiones         | 2,3 x 19 mm |

### Características principales

|                |               |
|----------------|---------------|
| Forma          | acodado       |
| Compatibilidad | VIO, ICC, ACC |
| Flexibilidad   | rigido        |
| Color          | negro         |

### Limpieza y preparación

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Limpieza automática         | max 95 °C  |
| Esterilización en autoclave | max 138 °C |

### Normas

|   |      |
|---|------|
| Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b | I Ib |
| Clase de protección según NE 60 601-1 I         |      |
| Modelo según NE 60 601-1                        |      |

### Otras informaciones sobre el producto

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Unidad de embalaje                  | 1 pieza |
| Capacidad máxima de carga eléctrica | 4.3 kVp |