

No: 21191-154

Electrodo de espátula

- Formas y tamaños adecuados para cualquier aplicación y cualquier usuario
- Se utilizan en todas las especialidades de cirugía abierta
- La gama completa con vástagos tanto de 4 como de 2,4 mm



Medidas y peso

Diámetro de vástago	2.4 mm
Longitud	115 mm
Dimensiones	2,3 x 19 mm

Características principales

Forma	acodado
Compatibilidad	VIO, ICC, ACC
Flexibilidad	rigido
Color	negro

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	IIB
Clase de protección según NE 60 601-1 I	
Modelo según NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
Capacidad máxima de carga eléctrica	4.3 kVp