

No: 21191-149

## Electrodo de asa de tungsteno

- Formas y tamaños a decuados para cualquier aplicación y cualquier usuario
- Se utilizan en todas las especialidades de cirugía abierta
- La gama completa con vástagos tanto de 4 como de 2,4 mm



### Medidas y peso

Diámetro de vástago	2.4 mm
Longitud	125 mm
Dimensiones	6 x 15 mm

### Características principales

Forma	recto
Compatibilidad	VIO, ICC, ACC
Flexibilidad	rigido
Color	negro

### Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

### Normas

Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	I Ib
Clase de protección según NE 60 601-1 I	
Modelo segon NE 60 601-1	

### Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
Capacidad máxima de carga eléctrica	1.5 kVp