

No: 21191-149

Electrodo de asa de tungsteno

- Formas y tamaños a decuados para cualquier aplicación y cualquier usuario
- Se utilizan en todas las especialidades de cirugía abierta
- La gama completa con vástagos tanto de 4 como de 2,4 mm



Medidas y peso

| | |
|---------------------|-----------|
| Diámetro de vástago | 2.4 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Dimensiones | 6 x 15 mm |

Características principales

| | |
|----------------|---------------|
| Forma | recto |
| Compatibilidad | VIO, ICC, ACC |
| Flexibilidad | rigido |
| Color | negro |

Limpieza y preparación

| | |
|-----------------------------|------------|
| Limpieza automática | max 95 °C |
| Esterilización en autoclave | max 138 °C |

Normas

| | |
|---|-----|
| Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b | IIB |
| Clase de protección según NE 60 601-1 I | |
| Modelo segon NE 60 601-1 | |

Otras informaciones sobre el producto

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Unidad de embalaje | 1 pieza |
| Capacidad máxima de carga eléctrica | 1.5 kVp |