


No: 20340-003

## Válvula de inversión soporte del carril y 2 tubos de silicona



### Medidas y peso

Longitud	300 mm
----------	--------

### Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 134 °C

### Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	I
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

### Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
--------------------	---------