

No: 21191-119

Electrodo de aguja de tungsteno



- Formas y tamaños a decuados para cualquier aplicación y cualquier usuario
- Se utilizan en todas las especialidades de cirugía abierta

Medidas y peso

Diámetro de vástago	2.4 mm
Longitud	55 mm
Dimensiones	∅ 0,5 x 3 mm

Características principales

Forma	acodado
Compatibilidad	VIO, ICC, ACC
Flexibilidad	rigido
Color	negro

Superficie

Aislamiento	aislado
-------------	---------

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo segon NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
Capacidad máxima de carga eléctrica	1 kVp