

No: 20195-063

## Pinza bipolar Classic, levemente angulada hacia arriba



### Medidas y peso

Aguja	Punta 1,2 mm, roma
Longitud	230 mm
Longitud de superficies	5 mm

### Características principales

Forma	bayoneta, angulada hacia arriba
-------	---------------------------------

### Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

### Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

### Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	0.5 kVp
Unidad de embalaje	1 pieza