



No: 20195-005

Pinza bipolar Classic, recta

Medidas y peso

Aguja	Punta 0,7 mm, fina
Longitud	150 mm

Características principales

Forma	recto
-------	-------

Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

Normas

Clasificación según normativa CE 93/42/EWG II b	I Ib
Clase de protección según NE 60 601-1 I	
Modelo según NE 60 601-1	

Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	0.5 kVp
Unidad de embalaje	1 pieza