

No: 21191-059

## Electrode spatule

- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte
- La gamme complète des électrodes est livrable en diamètre de 4 mm et de 2,4 mm



### Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	45 mm
Dimensions	2,3 x 19 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIB
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp