


No: 20402-032

## Cryode flexible



### Dimensions et poids

Dimensions	Ø 2,4 mm
Longueur	900 mm

### Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
-------------	----------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	Ila
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------