

No: 20150-015

HybridAPC



- Instrument à usage unique économique
- Instrument multifonction avec fonction APC et jet d'eau éprouvée
- Un instrument pour toutes les localisations de l'oesophage de Barrett et lumières de l'oesophage
- Aucun changement d'instrument nécessaire pour l'élévation et l'ablation
- Maniement simple
- La sonde équipée d'un filtre permet une protection maximale contre toute contamination

Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,3 mm
Longueur	1.9 [Meter]

Caractéristiques essentielles

Compatibilité	VIO, ERBEJET 2, APC 2
Flexibilité	flexible
Connexion	Fiche FIAPC, connecteur de fluide

Nettoyage et préparation

Emballage stérile	EO
Produit à usage unique	oui

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
Capacité de charge électrique maximale	5 kVp