

No: 20195-171

Ciseaux bipolaires BiSect 230



- Changements d'instruments réduits à un minimum
- Propriétés de coagulation et de préparation optimales
- Propriétés de coupe constantes
- Réduction des coûts (durée d'intervention réduite, instruments réutilisables)

Dimensions et poids

Longueur	230 mm
----------	--------

Caractéristiques essentielles

Forme	coudée
-------	--------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.6 kVp
Unité d'emballage	1 pièce