

No: 20195-241

Tube ERGO pour pinces BiClamp[®] E LAP



Dimensions et poids

Longueur d'aiguille	340 mm
---------------------	--------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	Ila
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------