

No: 20195-065



Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité

Dimensions et poids

Pointe	pointe 0,7 mm, fine
Longueur	190 mm
Longueur des mors	5 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	coudée à l'extrémité
-------	----------------------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce