

No: 20195-065



## Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité

### Dimensions et poids

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Pointe            | pointe 0,7 mm, fine |
| Longueur          | 190 mm              |
| Longueur des mors | 5 mm                |

### Caractéristiques essentielles

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Forme | coudée à l'extrémité |
|-------|----------------------|

### Nettoyage et préparation

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nettoyage en machine       | max 95 °C  |
| Stérilisation en autoclave | max 138 °C |

### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Classification selon la directive CE 93/42 EWG | IIb |
| Classe de protection selon EN 60 601-1         |     |
| Type selon EN 60 601-1                         |     |

### Autres informations produit

|  |         |
|--|---------|
| Capacité de charge électrique maximale | 0.5 kVp |
| Unité d'emballage                      | 1 pièce |