

No: 20195-146

Insert pour pince BiClamp[®] LAP, Maryland



Dimensions et poids

Longueur d'aiguille	340 mm
Diamètre d'emmanchement	5 mm
Longueur	340 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	Maryland
-------	----------

Surface

Mors	Mors striés
Revêtement	revêtement non adhésif

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.25 kVp