

No: 21191-060

Electrode spatule



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte

Dimensions et poids

Dimensions	2,3 x 19 mm
Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	40 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	coudée
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp