

No: 21191-008

## Electrode couteau



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte

### Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	30 mm
Dimensions	1,5 x 17 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	coudée
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp