


No: 20416-032

## Cryode flexible



- Puissance de congélation élevée
- Lavable en machine
- Utilisable en technique flexible et rigide
- Réutilisable
- Economique

### Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,4 mm
Longueur	900 mm
Pointe	ø 2,4 mm

### Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
-------------	----------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	Ila
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------