

No: 20195-059

Pincette bipolaire Classic, baïonnette



Dimensions et poids

Pointe	pointe 2,2 mm, mousse
Longueur	190 mm
Longueur des mors	15 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette
-------	------------

Surface

Mors	striée
------	--------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	I Ib
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce