

No: 20195-033

Pincette bipolaire Classic, baïonnette



Dimensions et poids

Pointe	pointe 0,4 mm, très fine
Longueur	165 mm
Longueur des mors	6 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette
-------	------------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce