


No: 20191-002

## Chevalet de stérilisation pour 16 électrodes



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte

### Dimensions et poids

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Dimensions              | 100 x 17 x 67 mm |
| Diamètre d'emmanchement | 4 mm             |

### Nettoyage et préparation

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nettoyage en machine       | max 95 °C  |
| Stérilisation en autoclave | max 134 °C |

### Normes

|  |
|--|
| Classification selon la directive CE 93/42 EWG |
| Classe de protection selon EN 60 601-1         |
| Type selon EN 60 601-1                         |

### Autres informations produit

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Unité d'emballage | 1 pièce |
|-------------------|---------|