


No: 20402-410

Crysonde flexible, à usage unique



Dimensions et poids

Dimensions	ø 1,7 mm
Longueur	1150 mm

Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
-------------	----------

Nettoyage et préparation

Emballage stérile	E0
Produit à usage unique	oui

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	Ila
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
-------------------	---------