


No: 21191-039

Electrode anse à bande



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte
- La gamme complète des électrodes est livrable en diamètre de 4 mm et de 2,4 mm

Dimensions et poids

| | |
|-------------------------|---------|
| Diamètre d'emmanchement | 4 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Dimensions | ø 16 mm |

Caractéristiques essentielles

| | |
|---------------|---------------|
| Forme | droite |
| Compatibilité | VIO, ICC, ACC |
| Flexibilité | rigide |
| Couleur | noire |

Nettoyage et préparation

| | |
|----------------------------|------------|
| Nettoyage en machine | max 95 °C |
| Stérilisation en autoclave | max 138 °C |

Normes

| | |
|--|-----|
| Classification selon la directive CE 93/42 EWG | IIb |
| Classe de protection selon EN 60 601-1 | |
| Type selon EN 60 601-1 | |

Autres informations produit

| | |
|--|---------|
| Unité d'emballage | 5 pièce |
| Capacité de charge électrique maximale | 4.3 kVp |